

INSTRUCTIONS ORALES

Ci-dessous, vous trouvez les instructions à lire aux personnes utilisant MedDrive pour la première fois. Seul le texte en noir est à lire à haute voix.

- Nous allons mesurer votre temps de réponse et votre modulation de l'attention.

APPUYEZ sur « Modulation de l'attention »

Condition neutre

APPUYEZ sur « continuer »

- Veuillez fixer du regard la croix du centre. Un carré blanc va apparaître aléatoirement à l'un des emplacements en gris. Dès que vous le voyez apparaître, vous devez pousser sur la barre espace aussi vite que possible. Je vais vous montrer un exemple, la barre d'espace n'est pas encore activée.

APPUYEZ sur « continuer »

Laisser apparaître une seule fois le carré, puis APPUYEZ sur « continuer »

- Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner. Veuillez maintenir durant toute la durée de l'exercice le contact avec la touche espace. Pressez la touche brièvement au moment où vous voyez apparaître le carré blanc.

APPUYEZ sur « continuer » et effectuez l'entraînement

Condition d'alerte

- Cette fois-ci, une étoile va apparaître au centre de l'écran pour vous avertir de l'arrivée imminente du carré blanc. Comme dans l'exercice précédent, il vous faudra presser sur la touche espace lorsque le carré blanc apparaît. A nouveau, durant l'exemple, la barre espace est inactivée.

APPUYEZ sur « continuer »

Laisser apparaître trois fois le carré, puis APPUYEZ sur « continuer »

- Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner. N'oubliez pas de presser la barre qu'une seule fois que vous avez vu apparaître le carré blanc.

APPUYEZ sur « continuer » et effectuez l'entraînement

Condition d'orientation

- Cette fois-ci, une flèche va apparaître au centre de l'écran pour vous indiquer l'endroit à laquelle va apparaître le carré blanc. Comme dans l'exercice précédent, il vous faudra presser sur la touche espace lorsque le carré blanc apparaît. A nouveau, durant l'exemple, la barre espace est inactivée.

APPUYEZ sur « continuer »

Laisser apparaître trois fois le carré, puis APPUYEZ sur « continuer »

- Vous allez maintenant pouvoir vous entraîner. N'oubliez pas de presser la barre qu'une seule fois que vous avez vu apparaître le carré blanc.

APPUYEZ sur « continuer » et effectuez l'entraînement

Début de la tâche

- Les trois conditions vont maintenant être mélangées. Avant l'apparition du carré, vous aurez donc des fois aucun avertissement, des fois une étoile, des fois une flèche. Qu'importe la condition, il vous faut presser la barre espace à chaque fois que vous voyez apparaître le carré blanc. L'exercice dure 4 minutes. Il est normal de se tromper de temps en temps en pressant la barre avant que le carré apparaisse.

APPUYEZ sur « départ »

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES FACULTATIVES

La tâche se déroule habituellement dans le silence sans intervention de l'observateur. Il peut cependant être nécessaire de donner des instructions supplémentaires dans certaines conditions. Dans ces cas, il devient nécessaire d'interrompre provisoirement la tâche en appuyant sur la touche « P » du clavier.

1. **Espace entre le clavier et le doigt (>1cm):**
 - Veuillez maintenir durant toute la durée de l'exercice le contact avec la touche espace.
2. **Maintient la barre d'espace appuyé (empiète sur le cycle suivant):**
 - Veuillez pressez la touche brièvement au moment où vous voyez apparaître le carré blanc.
3. **Ne presse pas la touche assez fort : la personne presse une deuxième fois pour continuer l'épreuve.**
Pressez « P » puis donnez l'explication suivante :
 - Veuillez presser suffisamment fort pour activer la touche. Si cette petite erreur devait se reproduire, ne pressez pas une deuxième fois et signalez le moi.

ERREURS

Lorsque la personne exécute l'exercice de manière non prévue et que ceci biaise les résultats, il y a alors erreur (lapse). Ceci peut nécessiter de répéter une mesure ou de reprendre l'ensemble de l'épreuve depuis le début.

1. **La personne vous signale ne pas avoir pressé la touche espace suffisamment fort.**
Pressez sur « E » et laissez la personne poursuivre l'épreuve. La deuxième fois avertissez la personne que si elle refait encore une fois la même erreur, il sera alors nécessaire de recommencer toute l'épreuve. Si la personne refait l'erreur, recommencer l'épreuve.
2. **La personne presse la barre d'espace avant que le carré blanc ne soit apparu.**
Le logiciel comptabilise ceci automatiquement comme étant une erreur sans intervention de l'observateur. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.
3. **La personne mets plus de 2 secondes pour répondre.**
Le logiciel comptabilise ceci automatiquement comme étant une erreur sans intervention de l'observateur. A la fin de l'épreuve, dans les résultats, le logiciel rapporte le nombre d'erreur produit. Si la personne effectue 10 erreurs ou plus, il peut être nécessaire de refaire l'épreuve dans son entier.